

**Auxiliares de pipeteado****Isolab****Auxiliares de pipeteado**

La rueda manual permite la aspiración precisa del líquido en la pipeta con una sola mano. Cuando la rueda se detiene, el pistón permanece en la posición deseada. El líquido puede expulsarse presionando el pistón hacia atrás o dejándolo salir ajustando el interruptor lateral en "Ex".



Code	Description	Packaging
LLG04008322	pipette filler - pi - pump - up to 2 ml	1 pz.
LLG04008323	pipette filler - pi - pump - up to 10 m	1 pz.
LLG04008324	pipette filler - pi - pump - up to 25 m	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

