

**Auxiliares de pipeteado**

La rueda manual permite la aspiración precisa del líquido en la pipeta con una sola mano. Cuando la rueda se detiene, el pistón permanece en la posición deseada. El líquido puede expulsarse presionando el pistón hacia atrás o dejándolo salir ajustando el interruptor lateral en "Ex".



Code	Description	Packaging
LLG04008322	pipette filler - pi - pump - up to 2 ml	1 pz.
LLG04008323	pipette filler - pi - pump - up to 10 m	1 pz.
LLG04008324	pipette filler - pi - pump - up to 25 m	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

