

**Unidad de dosificación y titulación automática DT 20****Behr****Unidad de dosificación y titulación automática DT 20****Dosificación:**

Dosificación de intervalo de DQO optimizada en el tiempo. La adición de ácido sulfúrico se lleva a cabo en varios pasos, mientras que las muestras son constantemente enfriadas y agitadas. Este método acelera la preparación de las muestras y, al mismo tiempo, evita el sobrecalentamiento no habitual de las muestras durante la adición de ácido.

**Titulación:**

En lugar de la comúnmente conocida sobrevaloración, la valoración dinámica específica de behr garantiza el reconocimiento exacto del punto final, incluso en el caso de la típica inclinación de los bordes de la DQO, y por lo tanto resultados de prueba particularmente precisos





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

