

**Manta o esterilla adhesiva para frascos para agitadores MaxQ**

Thermo Scientific

Manta o esterilla adhesiva para frascos para agitadores MaxQ

Nuestra estera adhesiva para frascos ofrece una alternativa práctica a las pinzas para matraces, para fijar los objetos como frascos, matraces y soportes de tubos de diferentes tamaños sobre el agitador. Coloque usted simplemente la esterilla adhesiva de 21x21 cm sobre un tablero agitador de aluminio o de acero fino eloxiado y coloque el recipiente encima. La esterilla adhesiva permite fijar recipientes como matraces erlenmeyer de hasta 4 litros con 2 litros en su interior que se mueven a una velocidad de 250 U/min. La esterilla no es adecuada para su empleo en baños de agua.

- Buen control visual de las muestras gracias a su base de color blanco
- Fácil limpieza - solamente es necesario frotar con alcohol
- Util durante meses, sin que disminuya su adherencia



Code	Description	Packaging
LLG04009506	Flask Mat 23cm x 23cm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

