

**Manta o esterilla adhesiva para frascos para agitadores MaxQ****Thermo Scientific****Manta o esterilla adhesiva para frascos para agitadores MaxQ**

Nuestra estera adhesiva para frascos ofrece una alternativa práctica a las pinzas para matraces, para fijar los objetos como frascos, matraces y soportes de tubos de diferentes tamaños sobre el agitador. Coloque usted simplemente la esterilla adhesiva de 21x21 cm sobre un tablero agitador de aluminio o de acero fino eloxiado y coloque el recipiente encima. La esterilla adhesiva permite fijar recipientes como matraces erlenmeyer de hasta 4 litros con 2 litros en su interior que se mueven a una velocidad de 250 U/min. La esterilla no es adecuada para su empleo en baños de agua.

- Buen control visual de las muestras gracias a su base de color blanco
- Fácil limpieza - solamente es necesario frotar con alcohol
- Util durante meses, sin que disminuya su adherencia



Code	Description	Packaging
LLG04009506	Flask Mat 23cm x 23cm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

