

**Medio para preparación microscópica Histofluid****Marienfeld****Medio para preparación microscópica Histofluid**

Histofluid es un adhesivo transparente como el agua a base de resinas acrílicas, disuelto en xileno. Se endurece rápidamente y debido a sus propiedades ópticas se adapta perfectamente bien para la inclusión de preparaciones microscópicas. Poco después de haberse aplicado sobre una preparación esta ya se puede examinar y guardar. Histofluid se puede utilizar también para sellar firmemente tapones de botellas.

- un periodo de almacenamiento largo o cambios de temperatura no causan fisuras o deformación en las capas de Histofluid
- no se vuelve amarillo cuando se expone a la radiación UV
- no es fluorescente
- no forma burbujas
- las coloraciones más sensibles se mantienen gracias a su índice de acidez = 0
- el índice de refracción de 1,5 (nD 20°C) se ajusta al porta del microscopio y al vidrio protector
- repelente al agua y se disuelve en xileno, acetona, cloroformo, dioxano y toluol
- se puede almacenar en frascos sellados durante un periodo de tiempo ilimitado
- se encuentra envasado en frascos especiales diseñados para materiales peligrosos y lleva el código UN



Debido a su contenido disolvente Histofluid es inflamable y por lo tanto se considera peligroso. Por lo que tiene que ser envasado de forma especial y enviado conforme a la normativa internacional de transporte. Antes de realizar el pedido consulte la normativa de su país para la importación y asegúrese de que el transporte cumple la IMO (International Maritime Organization). Cualquier coste adicional por documentos, recarga, devoluciones, etc, será a su cargo.



Code	Description	Packaging
LLG09160899	Mounting medium Histofluid® 500ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

