

**Accesorios de controladores termostáticos serie Optima™**

Software Labwise: Permite el ajuste y la programación remota del termostato con interconector desde un PC. Perfil temperatura a tiempo real / tiempo y representación gráfica de los procesos. Documentación del perfil y memoria del programa en el disco. Requisitos mínimos: Microsoft Windows XP, Vista (32/64 bit), o Windows 7 (32/64 bit), Pentium III / Celeron 866 MHz o equivalente.

Pinza T: Para fijar el termostato a un depósito de lados verticales con un grosor de pared máximo de 35 mm para depósitos rectangulares, 30 mm para depósitos circulares (300 mm de diámetro), y una capacidad de hasta 50 litros.



Code	Description	Packaging
LLG09699165	Labwise softwarefor GR150 and GP200	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

