

**Agitador magnético DQO****Behr****Agitador magnético DQO**

El agitador magnético de la serie DQO, de ajuste continuo, con 12 puntos de agitación, se utiliza para mezclar las muestras durante el proceso de medición. Debido a su carcasa estanca y también a su alimentación y control externos, es adecuado para su uso bajo el agua.



Code	Description	Packaging
LLG06055561	COD magnetic stirrer, SM/12N	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

