

**Desinfectante para materiales termoinestables Helipur<sup>®</sup> H plus N****B. Braun****Desinfectante para materiales termoinestables Helipur<sup>®</sup> H plus N**

Concentrado líquido para la desinfección de endoscopios flexibles, accesorios de anestesia y artículos de goma y plástico.

- También indicado para la desinfección de metales, vidrio y cerámica
  - Actúa contra bacterias, como el bacilo de la tuberculosis, y también contra esporas, hongos, virus lipófilos (incl. VHB y VIH), adenovirus y virus vacunales
  - También se puede usar en baños ultrasónicos
  - Sin formaldehído
  - Disponible certificado de resistencia de materiales de los fabricantes más importantes
- Use los desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

Este producto es un desinfectante con biocidas. Por favor, consulte su disponibilidad e información legal.

Concentración de uso: 1,5 % para 15 min de acción = 15 ml en 1 l de agua

1,0 % para 60 min de acción = 10 ml en 1 l de agua



Code	Description	Packaging
LLG09191277	HELIPUR H plus N, 1000ml-bottledisinfec	1 pz.
LLG09191278	HELIPUR H plus N, 5l-candesinfectant, l	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

