

**Kits de extracción Copure® QuEChERS**

Mezclas de extracción y limpieza para la preparación de muestras en el análisis de plaguicidas de productos alimenticios vegetales según EN 15662 utilizando GC/MS o LC/MS después de la extracción y purificación de acetonitrilo utilizando el método SPE-QuEChERS dispersivo.

Las muestras se extraen primero con la Mezcla A. La purificación se realiza con una de las siguientes mezclas:

- Mezcla B** (mezcla de limpieza para frutas y verduras con bajo contenido de grasa, por ejemplo, manzanas, fresas)
- Mezcla C** (mezcla de limpieza para frutas y verduras con alto contenido de grasa, que contiene aceite/cera, por ejemplo, aguacates).
- Mezcla D** (mezcla de limpieza para frutas y verduras que contengan moderadamente clorofila/carotenoides, por ejemplo, zanahorias, ensalada).
- Mezcla E** (mezcla de limpieza para frutas y verduras con alto contenido de clorofila/carotenoides, por ejemplo, pimientos dulces, espinacas).

Si es necesario, añada perlas de homogeneización de cerámica para una mejor mezcla.

- La Mezcla A contiene una bolsa con la cantidad necesaria de mezcla y un tubo vacío de 50 ml**
- Las mezclas B, C, D y E se pesan previamente en un tubo de 15 ml**



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04669294 | Citric acid extraction tube, EN 15662 me | 50 pz     |
| LLG04669295 | PSA Clean-up tube, EN 15662 method, pack | 50 pz     |
| LLG04669296 | PSA/C18 Clean-up tube, EN 15662 method,  | 50 pz     |
| LLG04669297 | PSA/GCB Clean-up tube, 15 mg GCB, EN 156 | 50 pz     |
| LLG04669298 | PSA/GCB Clean-up tube, 45 mg GCB, EN 156 | 50 pz     |
| LLG04669299 | Ceramic Homogenizers, pack of 100        | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

