



Colonne capillaire Optima FFAP pour CPG

Colonne capillaire Optima® FFAP pour CPG

polyethylene glycol 2-nitroterephthalate

Equivalent USP G25 / G35 phase polaire.


Recommandé pour FAME, acides carboxyliques libres.

Phases similaires: Permabond FFAP, DB-FFAP, HP-FFAP, CP-Sil 58 CB, 007-FFAP, CP-FFAP CB, colonnes Nukolfor avec Dia int de 0.10 à 0.32mm.

T° max pour operation isotherme: 250°C.

T° max pour isothermes courts lors d'un programm de T°: 260°C.

Pour les colonnes de dia int 0.53mm, les températures max sont respectivement 220°C et 240°C.



Code	Description	Packaging
LLG04003079	Capillary column OPTIMA FFAP ID: 0.1 mm,	1 pz.
LLG09003774	Capillary column OPTIMA FFAP	1 pz.
LLG09003775	Capillary column OPTIMA FFAP	1 pz.
LLG09003779	Capillary column OPTIMA FFAP	1 pz.
LLG09003783	Capillary column OPTIMA FFAP	1 pz.
LLG04003110	Capillary column OPTIMA FFAP ID: 0.53 mm	1 pz.
LLG04003111	Capillary column OPTIMA FFAP ID: 0.53 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

