

**Butyromètre à crème glacée Koehler****Gerber****Butyromètre à crème glacée Koehler**

Méthode de mesure volumétrique pour 5 ml de crème glacée, ampoule fermée avec écusson dépoli, col lisse, sans bouchon



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06266489 | Butyromètre à crème glacée Koehler, Matière grasse 0 - 15 %, Graduation 0,2 | 1 pz.     |
| LLG06234868 | Butyromètre à crème glacée Koehler, Matière grasse 0 - 20 %, Graduation 0,2 | 1 pz.     |
| LLG06264747 | Butyromètre à crème glacée Koehler, Matière grasse 0 - 25 %, Graduation 0,2 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

