

**Polarimètre automatique AP-300****ATAGO****Polarimètre automatique AP-300**

Le modèle AP-300 est généralement employé dans les usines pharmaceutiques, de parfum, de produit de beauté, industrielles, chimiques, et de nourriture et est l'unité optimale pour la mesure de l'angle de la rotation. Avec "échelle internationale du sucre" intégrée, employée couramment dans des raffineries de sucre. Possibilité de calibrage manuel qui permettant la compensation des écarts entre les liquides standards et les valeurs mesurées par d'autres instruments.

**Spécifications:****Plage de mesure****Degré angulaire:****Degré sucre ISS (International Sugar Scale):****-89.99 to 89.99°****-130.00 à +130.00****Division****Degré angulaire:****Degré sucre ISS (International Sugar Scale):****0.1°****0.01°Z****Précision de mesure****Degré angulaire:****Degré sucre ISS (International Sugar Scale):****±0.01°****±0.03°Z****Tubes piège à bulle: 1 x 200 mm et 1x 100 mm****Dimensions (l x p x h):****Poids: 48.5 x 28.5 x 17.5 cm****11.5 kg**

Code	Description	Packaging
LLG06227906	Polarimètre automatique AP-300, Type AP-300	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

