

**Soupapes d'aération V2.0, UNF 1/4" 28G****S.C.A.T.****Soupapes d'aération pour SafetyCaps 2.0**

Un maximum de sécurité pour la fourniture de solvant en HPLC. La vanne d'aération intégrée (B) bloque les vapeurs dangereuses et débarrasse l'air entrant (M) des particules de poussière et saleté.

- Protection contre les vapeurs de solvants sortantes
- Solvants (L) et mélanges restent propres et stables
- Pas de torsion de tuyaux, changement de récipient facile
- Pas d'aspiration d'air dans le système HPLC
- Résultats d'analyse reproductibles grâce à une phase mobile stable
- Les raccords non utilisés peuvent être obturés avec les bouchons aveugles

fournis

- Vanne d'aération (B) avec filtre en PTFE (G) et adaptateur Luer-Lock (A)
- Membrane de vanne (H) optimisée pour des débits analytiques et

préparatifs

- Raccords en PFA (C) améliorés
- Corps (D / I) en PTFE de qualité médicale, apte au contact avec les

aliments, conforme FDA

- Bouchon à vis (F) en PPS, autoclavable / stérilisable à 200 °C max.
- PTFE et PPS présentant une excellente résistance chimique et classement

au feu V-0 (UL-94)

- Zone d'inscription (E) pour inscription personnalisée
- Joint en FKM (J) amélioré pour une tenue stable sur chaque récipient
- Ergonomie améliorée, construction plus stable (K)
- Filetage UNF 1/4" 28G
- Adaptateur Luer Lock
- Filtre en PTFE

La membrane de la soupape bloque les vapeurs de solvants et s'ouvre sous vide

Il est conseillé de changer la soupape au bout de 6 mois



Code	Description	Packaging
LLG04669375	Soupapes d'aération pour SafetyCaps 2.0, Type Soupapes d'aération 2.0 , Débit d'air 400 ml/min	1 pz
LLG04669377	Soupapes d'aération pour SafetyCaps 2.0, paquet de 100 , Débit d'air 400 ml/min	50 PZ
LLG04683899	Soupapes d'aération pour SafetyCaps 2.0, paquet de 100 , Débit d'air 400 ml/min	100 pz
LLG06318227	Soupapes d'aération pour SafetyCaps 2.0, Type Soupapes d'aération 2.0 (paquet de 8) , Débit d'air 400 ml/min	8 pz
LLG04669376	Valves air 2.0 (pack de 10)	10 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

