

**HOTFIREPol Multiplex qPCR Mix****Solis Biodyne**

HOT FIREPol® Multiplex qPCR Mix è ottimizzata per l'amplificazione di target multipli in una singola reazione mediante real-time PCR quantitativa. La qPCR Mix comprende tutti i componenti necessari (eccetto primer, sonde e template) per eseguire la qPCR: HOT FIREPol® DNA polimerasi, componenti tampone ottimizzati, dNTPs ultrapuro e MgCl<sub>2</sub>. HOT FIREPol® Multiplex qPCR Mix è ideale per idrolisi del DNA basata sull'attività della endonucleasi 5' flap. HOT FIREPol® DNA polimerasi è attivata da un passaggio in incubatore a 95°C per 10 min. Ciò previene l'estensione di primer appaiati non specifici e di primer dimeri che si formano a basse temperature durante la preparazione alla qPCR.



| Code         | Description                      | Packaging |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| FC6080100001 | 5x HOTFIREPol Multiplex qPCR Mix | 1 ml      |
| FC6080100008 | 5x HOTFIREPol Multiplex qPCR Mix | 8 ml      |
| FC6080100020 | 5x HOTFIREPol Multiplex qPCR Mix | 20 ml     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

