

**FastDigest XmiI****Thermo Scientific**

5'...G T#M K A C...3' 3'...C A K M#T G...5' L'enzima di restrizione FastDigest XmiI riconosce i siti GT[^]MKAC e taglia 37°C in 5-15 minuti, usando il tampone universale FastDigest - è un isoschizomero di AclI con la stessa specificità (isoschizomeri: AclI, FblI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1484	FastDigest Xmil	50 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

