

**FastDigest Psp1406I****Thermo Scientific**

5'...A A#C G T T...3' 3'...T T G C#A A...5' L'enzima di restrizione FastDigest Psp1406I riconosce i siti AA[^]CGTT e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer - l'enzima è un isoschizomero d AclI avente la stessa specificità (isoschizomeri: UbaN9I).



Code	Description	Packaging
FL5FD0944	FastDigest Psp1406I	20 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

