



FastDigest SgsI

Thermo Scientific

5'...G G#C G C G C C...3' 3'...C C G C G C#G G...5' L'enzima di restrizione SgsI riconosce i siti GG[^]CGCGCC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. L'enzima è un isoschizomero di AclI avente la stessa specificità (isoschizomeri: PalAI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1894	FastDigest SgsI	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

