



FastDigest BshNI

Thermo Scientific

5'...G#G Y R C C...3' 3'...C C R Y G#G...5' L'enzima di restrizione BshNI riconosce i siti G[^]GYRCC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BanI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: AccB1I, BspT107I).



Code	Description	Packaging
FL5FD1004	FastDigest BshNI	300 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

