

**FastDigest BseSI****Thermo Scientific**

5'...G K G C M#C...3' 3'...C#M C G K G...5' L'enzima di restrizione BseSI riconosce i siti GKGCM[^]C e taglia a 55°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di Bme1580I avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BaeGI, BstSLI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1444	FastDigest BseSI	50 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

