



FastDigest Gsul

Thermo Scientific

5'...C T G G A G (N)₁₆#...3' 3'...G A C C T C (N)₁₄#...5' L'enzima di restrizione Gsul riconosce i siti CTGGAG(16/14)[^] e taglia a 30°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di Bpml avente la stessa specificità (Isoschizomeri: Bco35I, Bsp22I, Bsp28I, BspJ74I, Bth1795I, Uba1437I, Uba1444I).



Code	Description	Packaging
FL5FD0464	FastDigest Gsul	20 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

