

**FastDigest BseJI****Thermo Scientific**

5'...G A T N N#N N A T C...3' 3'...C T A N N#N N T A G...5' L'enzima di restrizione BseJI riconosce i siti GATNN[^]NNATC e taglia a 65°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BsaBI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: Bse8I).



Code	Description	Packaging
FL5FD1714	FastDigest BseJI	200 ul (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

