



## FastDigest BseDI

Thermo Scientific

5'...C#C N N G G...3' 3'...G G N N C#C...5' L'enzima di restrizione BseDI riconosce i siti C<sup>^</sup>CNNGG e taglia a 55°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BsaJI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BssECI).



| Code      | Description      | Packaging |
|-----------|------------------|-----------|
| FL5FD1084 | FastDigest BseDI | 20RXN (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

