



FastDigest FaqI

Thermo Scientific

5'...G G G A C (N)10#...3' 3'...C C C T G (N)14#...5' L'enzima di restrizione FaqI riconosce i siti GGGAC(10/14)^ e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BsmFI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BslFI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1814	FastDigest FaqI	20 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

