

**FastDigest SdI****Thermo Scientific**

5'...G D G C H#C...3' 3'...C#H C G D G...5' L'enzima di restrizione SdI riconosce i siti GDGCH[^]C e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di Bsp1286I avente la stessa specificità (Isoschizomeri: MhII).



Code	Description	Packaging
FL5FD0654	FastDigest Sdul	50 rxn (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

