

**FastDigest Bst1107I****Thermo Scientific**

5'...G T A#T A C...3' 3'...C A T#A T G...5' L'enzima di restrizione Bst1107I riconosce i siti GTA[^]TAC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di BstZ17I avente la stessa specificità (Isoschizomers: BssNAI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0704	FastDigest Bst1107I	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

