



FastDigest XagI

Thermo Scientific

5'...C C T N N#N N N A G G...3' 3'...G G A N N N#N N T C C...5' L'enzima di restrizione XagI riconosce i siti CCTNN[^]NNNAGG e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di EcoNI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BstENI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1304	FastDigest Xagl	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

