




FastDigest BsuRI

Thermo Scientific

5'...G G#C C...3' 3'...C C#G G...5' L'enzima di restrizione BsuRI riconosce i siti GG[^]CC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di HaeIII avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BshFI, BsnI, BspANI, PfoI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0154	FastDigest BsuRI	400 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

