



FastDigest CseI

Thermo Scientific

5'...G A C G C (N) 5#...3' 3'...C T G C G (N)10#...5' L'enzima di restrizione CseI riconosce i siti GACGC(5/10)^ e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di HgaI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: HgaI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1904	FastDigest CseI	20ul



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

