

**FastDigest KspAI****Thermo Scientific**

5'...G T T#A A C...3' 3'...C A A#T T G...5' L'enzima di restrizione KspAI riconosce i siti GTT[^]AAC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di HpaI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: BsaKI, BseII, BstEZ359I, BstHPI, MwhI, SsrI, Uba1408II).



Code	Description	Packaging
FL5FD1034	FastDigest KspAI	50 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

