

**FastDigest MslI****Thermo Scientific**

5'...T G G#C C A...3' 3'...A C C#G G T...5' L'enzima di restrizione MslI riconosce i siti TGG^CCA e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di MscI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: Ball, MluNI, Msp20I).



Code	Description	Packaging
FL5FD1214	FastDigest Msl	50 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

