



## FastDigest RseI

Thermo Scientific

5'...C A Y N N#N N R T G...3' 3'...G T R N N#N N Y A C...5' L'enzima di restrizione RseI riconosce i siti CAYNN^NNRTG e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di MspI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: SmaI).



| Code      | Description     | Packaging  |
|-----------|-----------------|------------|
| FL5FD2004 | FastDigest RseI | 20 RXN (*) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

