

**FastDigest BspLI****Thermo Scientific**

5'...G G N#N C C...3' 3'...C C N#N G G...5' L'enzima di reazione BspLI riconosce i siti GGN[^]NCC e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di NlaIV avente la stessa specificità (Isoschizomeri: Bmil, PspN4I).



Code	Description	Packaging
FL5FD1154	FastDigest BspLI	20 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

