

**FastDigest Mph1103I****Thermo Scientific**

5'...A T G C A#T...3' 3'...T#A C G T A...5' L'enzima di restrizione Mph1103I riconosce i siti ATGCA[^]T e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di NsiI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: EcoT22I, Zsp2I).



Code	Description	Packaging
FL5FD0734	FastDigest Mph1103I	100 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

