

**FastDigest Psp5II****Thermo Scientific**

5'...R G#G W C C Y...3' 3'...Y C C W G#G R...5' L'enzima di restrizione Psp5II riconosce i siti RG[^]GWCCY e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di PpuMI avente la stessa specificità (Isoschizomeri: PspPPI).



Code	Description	Packaging
FL5FD0764	FastDigest Psp5II	50 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

