

**FastDigest BcuI****Thermo Scientific**

5'...A#C T A G T...3' 3'...T G A T C#A...5' L'enzima di restrizione BcuI riconosce i siti A[^]CTAGT e taglia a 37°C in 5-15 minuti usando il tampone universale FastDigest Buffer. Questo enzima è un isoschizomero di SpeI avente la stessa specificità (Isoschizomers: AhoI).



Code	Description	Packaging
FL5FD1253	FastDigest Bcul	20 RXN (*)
FL5FD1254	FastDigest Bcul	50 RXN (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

