

**Endonuclease IV, E.coli (2 U/ μ L)****Thermo Scientific**

Questo enzima agisce su DNA con danno ossidativo - riconosce siti apurinici/apirimidinici (AP) di dsDNA e attacca i legami fosfodiesteri 5' alla lesione generando un gruppo idrossilico al terminale 3'.



Code	Description	Packaging
FL5EN0591	Endonuclease IV, E.coli (2 U/μL)	100 U (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

