


**Tampone di diluizione****Thermo Scientific**

Tampone di diluizione - per applicazioni che richiedono la diluizione di enzimi -
gli enzimi diluiti in questo tampone conservano il 50-100% dell'attività dopo
stoccaggio per 1 mese a -20°C.



Code	Description	Packaging
FL5000B19	tampone di diluizione per enzimi di restrizione	5x1 ml (*)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

