

**Agarosio Low Melting Point TopVision****Thermo Scientific**

Agarosio a basso punto di fusione TopVision - punto di fusione 65,5 °C - ideale per saggi enzimatici su gel e per il recupero di acidi nucleici dopo elettroforesi - concentrazione ottimale 0,7-2% in tutti i sistemi tampone - certificato GQ (Genetic Quality): assicura da gel preparativi possono essere impiegati per analisi successive (reazioni enzimatiche etc.) - basso legame DNA/RNA - eccellente trasparenza del gel - esente da DNasi e RNasi - impiegabile per analisi RNA - per esclusivo uso ricerca.



Code	Description	Packaging
FL50R0801	agarosio a basso punto di fusione TopVision	25 g



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

