


**NucleoSpin 8/96 Clean-up****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Clean-up - clean-up di prodotti da PCR in strip da 8 o in piastra da 96 pozzetti - tecnologia: membrana in silice - risparmio di tempo grazie al trattamento in parallelo - completa rimozione dei primer e dei dimeri di primer - ottimo recupero - utilizzabile sia con vuoto che centrifuga - ridotti rischi di contaminazione - impiegabile per uso manuale o automatico - dimensione del campione: 100  $\mu$ L di miscela di reazione da PCR - dimensione dei frammenti: da 65 bp a 10 kbp - recupero tipico: 75-95% - A260/A280 1,70/1,80 - volume di eluizione 75-150  $\mu$ L - tempo di preparazione: 30 min/6 strip o 45 min/piastra - capacit  legante 15  $\mu$ g - applicazioni: purificazione manuale e automatica di prodotti di PCR - NucleoSpin 8 Clean-up comprende: NucleoSpin® PCR Clean-up Binding Strips, MN Wash Plate, Rack of Tube Strips, buffers - NucleoSpin 96 Clean-up comprende: NucleoSpin® PCR Clean-up Binding Plate, MN Wash Plate, piastra per eluizione con fondo a U, pellicola auto-adesiva, tamponi.



Code	Description	Packaging
FC140658B	Kit NucleoSpin 96 Clean-up - con piastra a 96 pozzetti	2 piastre
FC140658C	Kit NucleoSpin 96 Clean-up - con piastra a 96 pozzetti	4 piastre
FC140658G	Kit NucleoSpin 96 Clean-up - con piastra a 96 pozzetti	24 piastre
FC140668D	Kit NucleoSpin 8 Clean-up - strip da 8	60X8 ESTRAZ.
FC1740658	Kit NucleoSpin 96 Clean-up - con piastra a 96 pozzetti	1 piastra
FC1740668	Kit NucleoSpin 8 Clean-up - strip da 8	12X8 PREP.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

