

**NucleoSEQ****Macherey Nagel**

NucleoSEQ - Colonna singola pre-riempita - per rimozione dye-terminator (es. BigDye# terminators) - rimozione efficiente senza precipitazione in etanolo - stoccaggio a temperatura ambiente - tipo di campione: 20 μ L di miscela di reazione per sequenziamento - tempo di preparazione: 5 min/prep (senza idratazione della matrice - comprende: colonne pre-riempita NucleoSEQ®, provette di campionamento (2 mL).



DASITGROUP



Code	Description	Packaging
FC140523E	Kit NucleoSEQ	10 prep
FC140523L	Kit NucleoSEQ - 50 preparazioni	50 prep
FC140523N	Kit NucleoSEQ	250 prep

Accessories

Code	Description	Packaging
FC140522E	*740522.10 RECEIVER COLUMNS 20UM	10 colonne
FC140522L	*740522.50 RECEIVER COLUMNS 20UM	50 colonne
FC140522N	*740522.250 RECEIVER COLUMNS 20 UM	250 colonne



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

