

**NucleoSpin Plant II Midi&Maxi****Macherey Nagel**

NucleoSpin Plant II Midi&Maxi - per la preparazione rapida, su media e larga scala, di DNA genomico da cellule e tessuti di piante - formato: mini colonna - tecnologia a membrana di silice - 2 tamponi di lisi inclusi: massima flessibilità, diversi campioni processabili (tampone di lisi PL1 basato sul metodo CTAB, tampone di lisi PL2 basato sul metodo SDS) - con filtro per la chiarificazione del lisato - alta resa e purezza - compresa RNasi A - dimensione dei frammenti da 50 bp a circa 50 kbp - A260/A280: 1,8-1,9 - tempo di preparazione 90 min/prep. - campione versione MIDI: 400 mg di tessuto vegetale peso umido, 80 mg peso secco - resa tipica MIDI: 10-100 µg (400 mg tessuto peso umido) - volume di eluizione MIDI: 200-400 µL - campione versione MAXI: 1500 mg di tessuto vegetale peso umido, 300 mg peso secco - resa tipica MAXI: 50-300 µg (400 mg tessuto peso umido) - volume di eluizione MAXI: 1000-2000 µL - comprende anche provetta di raccolta (15 mL per MIDI, 50 mL per MAXI) e tamponi.



Code	Description	Packaging
FC1740771	Kit NucleoSpin Plant II Midi	20 PREP.
FC1740772	Kit NucleoSpin Plant II Maxi	10 PREP.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

