

**NucleoSpin DNA Trace****Macherey Nagel**

NucleoSpin DNA Trace - isolamento di DNA da campioni forensi - perfetto per il recupero di tracce di DNA da grossi volumi di campione iniziale - formato: colonna a imbuto - tecnologia: membrana di silice - DNA concentrato grazie all'eluizione con solo 100 µL di volume - alta sicurezza: sistema chiuso, nessuna possibilità di contaminazioni crociate - disponibile protocollo supplementare per l'isolamento del DNA dalle ossa - campione: macchie di sangue, chewing gum, filtri di sigarette,.. - resa tipica: in dipendenza della quantità e qualità del campione - recupero tipico >70% - A260/A280 1,7-1,9 - volume di eluizione 100 µL - tempo di preparazione: 60 min/prep - capacità legante 20 µg - comprende: colonna, provette di raccolta da 50 mL, provetta di eluizione da 0.5 mL, tamponi, Proteinasi K.



Code	Description	Packaging
FC140942C	Kit NucleoSpin DNA trace	4 prep.
FC140942L	Kit NucleoSpin DNA trace	25 prep.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

