

**NucleoSpin Blood****Macherey Nagel**

NucleoSpin Blood - per la purificazione rapida di DNA di alta qualità da sangue - formato: mini colonna - tecnologia: membrana di silice - DNA pronto all'uso in meno di 30 minuti - completa rimozione degli inibitori della PCR - utilizzabile con: sangue intero, trattato con citrato, EDTA, eparina, CPDA - alta resa - adatto anche all'estrazione di DNA virale o batterico da campioni di sangue - quantità di campione: 5-200 µL di sangue intero, siero, plasma, fluidi biologici, 5x10⁶ cellule di uomo o animale - dimensioni dei frammenti da 200 bp a circa 50kbp - resa tipica: 4-5 µg (200 µL di sangue) - A260/A280 1,6/1,9 - concentrazione tipica: 40-100 ng/µL - volume di eluizione: 60-200 µL - tempo di preparazione 30 mn/prep. - capacità legante 60 µg - comprende: colonna, provetta di raccolta da 2 mL, tamponi, Proteinasi K.

Per approfondimenti sull'utilizzo di NucleoSpin Blood FC140951Q con QIAcube® vedere l'articolo del BLOG dedicato.



Code	Description	Packaging
FC140951E	Kit NucleoSpin Blood	10 prep.
FC140951L	Kit NucleoSpin Blood	50 prep.
FC140951N	Kit NucleoSpin Blood	250 prep.
FC140951Q	Kit NucleoSpin Blood	240 prep.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

