


**NucleoSpin 8/96 Plant II****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Plant II - per l'isolamento di DNA genomico da cellule e tessuti di piante - formato: piastre da 96 pozzetti (disponibili anche in strip) - tecnologia: membrana di silice - risparmio di tempo - è possibile processare sotto-vuoto e mediante centrifugazione - impiegabile con sistemi manuali o automatici - minimo rischio di contaminazione crociata - DNA pronto all'uso per qualsiasi tipo di reazione enzimatica - quantità di campione: 20-100 mg di tessuti o cellule di piante - dimensione dei frammenti: da 50 bp a circa 50 kbp - resa tipica 5-30 µg - A260/A280 1,8-1,9 - volume di eluizione: 100-200 µL - tempo di preparazione 120 min/piastra - capacità legante 30 µg - comprende anche rack, pellicola gas-permeabile autoadesiva, tamponi, RNasi A. NucleoSpin® 8 Plant II comprende: NucleoSpin® Plant II Binding Strip, piastre di lavaggio, blocchi a pozzetti quadrati, rack di provette in strip, pellicola gas-impermeabile, pellicola auto-aderente, tamponi, RNase A. NucleoSpin® 96 Plant II comprende: piastre NucleoSpin Plant Binding, blocchi con pozzetti quadrati, rack con strip di provette, strip di tappi, pellicola gas-impermeabile, tamponi, RNase A.



Code	Description	Packaging
FC140663B	Kit NucleoSpin 96 Plant II - con piastra a 96 pozzetti	2x96 prep.
FC140663C	Kit NucleoSpin 96 Plant II - con piastra a 96 pozzetti	4x96 prep.
FC140663G	Kit NucleoSpin 96 Plant II - con piastra a 96 pozzetti	24x96 prep.
FC140669D	Kit NucleoSpin 8 Plant II - strip da 8	60 x 8
FC1740669	Kit NucleoSpin 8 Plant II - strip da 8	12X8 PREP.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

