

**NucleoSpin Plasma XS****Macherey Nagel**

NucleoSpin Plasma XS - per la quantificazione rapida di DNA circolante da plasma e siero - alto recupero - permette di concentrare DNA a partire da campioni diluiti - produce DNA pronto all'uso per real-time PCR - tecnologia: membrana di silice - formato: mini colonna, XS design - campione: 240 μ L di plasma o siero - dimensione dei frammenti: >50 bp - recupero tipico: 25 pg-25 ng (240 μ L di plasma) - volume di eluizione: 5-30 μ L - tempo di preparazione: 20-25 min/6 preps - colonne NucleoSpin® Plasma XS con provette di raccolta, provette di campionamento (2 mL), tamponi, proteinasi K.



Code	Description	Packaging
FC140900E	Kit NucleoSpin Plasma XS	10 PREP
FC140900L	Kit NucleoSpin Plasma XS	50 PREP
FC140900N	Kit NucleoSpin Plasma XS	250



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

