

**NucleoSpin Microbial DNA****Macherey Nagel**

Questo kit permette di estrarre DNA genomico da colture pure di microorganismi tra cui: batteri GRAM positivi e GRAM negativi, lieviti e muffe - estrazione da colture pure in terreni di crescita - NucleoSpin® Bead B (in vetro) per la lisi pre-aliquotate in tubi incluse - compatibile con tutti i sistemi di omogeneizzazione presenti in commercio - per casi particolari sono disponibili NucleoSpin® Bead in altri materiali - procedura facile e veloce - proteinase K inclusa, nessun bisogno di acquistare a parte altri enzimi e/o componenti - testato con successo su diverse specie di microorganismi il kit comprende: colonne NucleoSpin® Microbial DNA, NucleoSpin® Bead Tubes tipo B, provette di campionamento (2 mL), tamponi, proteinasi K liquida.



Code	Description	Packaging
FC140235E	Kit NucleoSpin® Microbial DNA - 10 prep.	10 prep.
FC140235L	Kit NucleoSpin® Microbial DNA - 50 prep.	50 prep.
FC140812L	Provetta NucleoSpin® Bead Tube Tipo B - 2 mL - con biglie in vetro	
FC140786L	Provetta NucleoSpin® Bead Tube Tipo A - 2 mL - con biglie in ceramica	
FC140813L	Provetta NucleoSpin® Bead Tube Tipo C - 2 mL - con biglie in corindone	

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740469	MN Bead Tube Holder	1 pezzo
FC1740812L	NucleoSpin Bead Tubes Type B	50 tubes
FC1740813L	NucleoSpin Bead Tubes Type C	50 tubes



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

