


**NucleoMag NGS Clean-up e Size Select****Macherey Nagel**

Sistema per clean-up e selezione delle dimensioni di Next Generation - tecnologia a biglie magnetiche - dimensione del campione da 17,5 pg a 5 µg - volume del campione da 50 µL a 150 µL - selezione delle dimensioni: 150-800 bp - flessibile: facile da calibrare a seconda delle esigenze - utilizzabile sia con sistemi manuali che automatici - recupero tipico: 80 % - volume di eluizione: 10#100 µL - il kit comprende: NucleoMag® NGS-Beads in tampone.



Code	Description	Packaging
FC144970D	Kit NucleoMag® NGS Clean-up e Size Select	5 ml
FC144970L	Kit NucleoMag® NGS Clean-up e Size Select	50 ml
FC144970P	Kit NucleoMag® NGS Clean-up e Size Select	500ml



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

