

**NucleoCard****Macherey Nagel**

Carta per stoccaggio campioni di sangue, per frequenti estrazioni di DNA.

- Stoccaggio a temperatura ambiente (18–25 °C)
- Facile estrazione di DNA con kit NucleoSpin® Tissue kit
- Adatta per uso in real-time PCR
- Campione stoccabile < 200 µL di sangue



Code	Description	Packaging
FC140403E	NUCLEOCARD 10PCS	10 PZ
FC140403M	NUCLEOCARD 100PCS	100PZ



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

