

**NucleoSpin DNA Forensic****Macherey Nagel**

Per estrazione di DNA genomico da campioni forensi (tracce di sangue secco, filtri di sigarette, tamponi).

- Conforme a ISO 18385 per la profilazione di DNA
- Formato: mini colonne
- Resa tipica es. 1 - 3 µg da tampone boccale
- Concentrazione tipica 10 - 30 ng/L
- Volume di eluizione 50 - 100 µL
- Capacità legante 7 µg

Applicazioni

- Isolamento DNA genomico da campioni forensi
- Analisi STR, qPCR, reazioni enzimatiche



Code	Description	Packaging
FC140840E	NucleoSpin® DNA Forensic	10 prep
FC140840L	NucleoSpin® DNA Forensic	50 prep
FC140840N	NucleoSpin® DNA Forensic	250 prep

Accessories

Code	Description	Packaging
FC140505L	RNASE A 50 MG	50 mg
FC1740943	NUCLEO SPIN DNA TRACE BUFFER SET	25 ML



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

